



# Surgical Product Catalogue



# TECHNICAL DATA SHEET

## Precautions for Use

Please do not use if the package is damaged  
This product is only for one-time use and discard  
The surgical pack must be opened in the operation room, in a big open place. Once the pack component in contact with any unsterilized objects, it must be replaced.



## Especificaciones Técnicas

Referencia : SA024-01

### Angiography Pack

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	CANTIDAD
Campo de angiografía	240x340cm	1
Bata	L 130x150cm	2
Cubierta de mesa posterior	150x200cm	1
Portaagujas Mayo Hegar	14cm	1
Bisturí	11#	1
Aguja	18Gx1 1/2"	2
Aguja	21Gx1 1/2"	1
Aguja	25Gx1"	1
Aguja introductora	18Gx7cm	1
Jeringa	5ml	3
Jeringa	10ml	2
Jeringa	20ml	2
Llave de tres vías	360°off	1
Gasa	10x10cm-16ply	40
Compresa quirúrgica	45x45cm-4ply	7
Toalla quirúrgica	42x63cm	5
Pinza para toalla	7cm	3
Portaesponja	19.5cm	3
Bolsa con banda	90x100cm	3
Vaso médico	120ml	1
Tazón	250ml	2
Tazón	500ml	1
Riñonera	700ml	2
Bandeja para guía	2500ml	1
Bandeja cuadrada	3000ml	1
Marcador de piel	0.1cm	1
Hoja de etiquetas	17x14.5cm	1

## Materiales Principales

- Unimax SSF115g
- SMS43g
- Stainless steel
- PP
- Cotton
- PP+sponge
- PP6g
- PP11g
- PP16g
- PP31g
- PP95g

## Embalaje

Embalaje: 1 set/tyvek bag

## Esterilización

Estos productos son estériles EO

## Propiedades

Las normas EN 150 13485:2016 y BS EN 13795-1:2019.

## Información Reglamentaria

Producto con marcado CE según MDD 93/42/CEE

Directiva sobre productos sanitarios. Clase del dispositivo: Is.

Ruta de evaluación de la conformidad: Anexo V

## Precauciones de Uso

No utilizar si el embalaje está dañado

Este producto es para un solo uso y deséchelo después de usarlo

El campo quirúrgico debe abrirse en el quirófano, en un lugar abierto.

Si el campo entra en contacto con objetos no esterilizados, debe sustituirse.

## Información de Almacenamiento

Conservar en un lugar seco y fresco, alejado de fuentes intensas de calor.

## Vida Útil

5 años